

Indikation

Extern otit

Applicering

För in den torra sammanpressade tamponaden med pincett i den inflammerade yttre hörselgången.

Fukta därefter tamponaden omsorgsfullt med Otinova öronspray eller annan vald medicinering. Tamponaden expanderar snabbt och formar sig efter hörselgången.

Tamponaden absorberar inte oljebaserade lösningar (för glycerin-baserad medicinering fukta först med en droppe koksaltlösning som expanderar tamponaden).

Tamponaden skall hållas fuktig under hela behandlingsperioden genom att spraya med Otinova öronspray eller vald medicinering 2-3 gånger dagligen.

Avlägsnande

Fukta tamponaden omsorgsfullt för att säkerställa ett mjukt och atraumatiskt avlägsnande.

Ta tag i tamponaden med en pincett och dra försiktigt ut den.

Vad innehåller Ear Wick tamponad?

Tamponaden är tillverkad av högabsorberande PVA (polyvinylalkohol) och är steril. Diameter: 9mm, längd: 15mm. Ear Wick är CE-märkt av Network Medical Products Ltd.

Försiktighet/Att tänka på innan och när Ear Wick används

Tamponaden skall hållas fuktig under hela behandlingsperioden. Tamponaden avlägsnas/bytes efter 1-2 dygn.

Tamponaden är endast avsedd för engångsbruk och får ej återanvändas.

Risker associerade med återanvändning av medicinska engångsprodukter

- 1) Medicinska engångsprodukter har inte validerats för återanvändning. Om du återanvänder en medicinsk engångsprodukt kan du hållas **juridiskt ansvarig** för dess säkerhet.
- 2) Korskontaminering och infektionsrisker för patienter, inklusive överföring av:
 - CJD & Variant CJD.
 - prionsjukdomar.
 - bakteriella endotoxiner.
 - hepatit B & hepatit C.
 - risker orsakade av HIV och AIDS
- 3) Produktfel genom materialutmattning eller nedbrytning orsakad av den initiala användningen och design:
 - Andra material: Kan degradera och är därigenom ej kompatibla med de ursprungliga tillverkningskriterierna.
- 4) Patientskada orsakad av produktfel och/eller kemiska brännskador från rester av kontaminerande agens absorberats av materialet.

Förvaring och hållbarhet


Förvaras i rumstemperatur.

Används före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

Distribueras av /**Information lämnas av**

Amellnova AB
Tallmovägen 8, Box 10036
SE-750 10 Uppsala, Sverige
Tel: +46 18 145455
www.amellnova.se

Tillverkare

 Network Medical Products Ltd.
Coronet House
Kearsley Road, Ripon
North Yorkshire, HG4 2SG, UK

Bipacksedeln reviderad: 2016-09-04


SYMBOLER


 Lot.-nummer

Använd innan datum



Katalognummer

 Steriliserad genom strålning

 Använd inte om produkten är öppnad eller skadad



Återanvänd inte



Läs bipacksedeln före användning



Tillverkare



Skydda för solljus



Håll torr

